


Mode d'emploi

Accu-Chek AVIVA



Avant de commencer un geste de soins, se laver les mains !



1. Insérer la puce de codage lors de chaque changement de paquet de bandelettes



2. Vérifier la concordance du code de l'appareil et du paquet de bandelettes



3. Sélectionner la « force » du piqueur



4. Charger le piqueur



5. Préparer votre stylo piqueur et insérer une bandelette



6. Piquer



7. Faire aspirer la goutte de sang



Relever la glycémie dans le carnet d'autocontrôle