

## Mode d'emploi



### A Elite Microlet




**Avant de commencer un geste de soins, se laver les mains !**



1. Séparer l'embout du stylo piqueur



2. Insérer une lancette et enlever le capuchon de protection



3. Charger



4. Préparer une bandelette



5. Insérer la bandelette dans l'appareil et vérifier le code



6. Piquer



7. Aspirer la goutte de sang



8. Relever le résultat de la glycémie dans le carnet d'autocontrôle



9. Piquer la lancette dans le bouchon et la jeter dans un récipient approprié