

Mode d'emploi

Freestyle



1. Séparer l'embout du stylo piqueur



2. Insérer une lancette et enlever le capuchon de protection



3. Remettre le capuchon et charger



4. Préparer une bandelette



5. Insérer la bandelette dans l'appareil et



6. vérifier le code



7. Piquer (avec le capuchon transparent sur la main et bras avec le capuchon bleu les doigts)



8. Faire aspirer la goutte de sang



8. Relever le résultat de la glycémie dans le carnet d'autocontrôle

9. Piquer la lancette dans le bouchon et la jeter dans un récipient approprié