

Mode d'emploi

Freestyle



Avant de commencer un geste de soins, se laver les mains !



1. Séparer l'embout du stylo piqueur




2. Insérer une lancette et enlever le capuchon de protection



3. Choisir la « force » du piqueur



Remettre le capuchon et charger



5. Insérer la bandelette dans l'appareil et



6. vérifier le code et corrigez-le à l'aide de la touche C



7. Piquer



8. Faire aspirer la goutte de sang



8. Relever le résultat de la glycémie dans le carnet d'autocontrôle. Piquer la lancette dans le bouchon et la jeter dans un récipient approprié