

Mode d'emploi simple



HumaPen Ergo

Lilly

Avant de commencer un geste de soins, se laver les mains !



1. Enlever le bouchon du stylo



2. Préparer l'ampoule



3. Dévisser le réservoir de l'ampoule



4. Insérer l'ampoule dans le réservoir



5. Revisser le réservoir (le piston peut être à l'extérieur)



6. Ouvrir l'emballage de l'aiguille



7. Insérer l'aiguille après avoir désinfecté l'embout de l'ampoule



8. Préparer une dose d'insuline de 2-4 U



9. Purger, répéter l'opération des point 8 et 9 jusqu'à ce que l'insuline s'écoule



10. Préparer la dose d'insuline prescrite



11. Désinfecter la peau, faire un pli et piquer



12. Injecter l'insuline en appuyant sur le bout du stylo et **attendre 5-10 sec.** avant de retirer l'aiguille