

Mode d'emploi simple

Huminsulinpen



Avant de commencer un geste de soins, se laver les mains !



1. Enlever le bouchon du stylo



7. Charger 2 unités d'insuline



2. Désinfecter l'embout de l'ampoule



8. Purger l'aiguille



3. Ouvrir l'emballage de l'aiguille



9. Répéter les points 6 et 7 et préparer la dose d'insuline prescrite



4. Insérer l'aiguille



10. Désinfecter la peau, faire un pli et piquer



5. Faire apparaître la flèche dans la fenêtre du stylo



11. Injecter l'insuline en appuyant sur le bout du stylo et attendre 10 sec avant de retirer l'aiguille



6. Tirer le bout du stylo dans le sens de la flèche